



Philips Lumea Prestige
Фотоэпилятор IPL для
удаления волос

С уникальными изогнутыми
насадками

Подмышки, зона бикини, тело,
лицо

С датчиком SmartSkin
Проводной и беспроводной
режимы работы

Гладкая кожа на срок до 8 недель*

Уникальные насадки для оптимальных результатов

Первое в мире решение IPL с уникальными изогнутыми насадками для оптимальных результатов на любых участках. Philips Lumea Prestige — самый эффективный фотоэпилятор IPL, который работает как в проводном, так и беспроводном режиме и оснащен датчиком SmartSkin.



BRI956/00

Гладкая кожа надолго благодаря технологии Lumea IPL

- На базе профессиональной технологии IPL, разработано вместе с дерматологами
- Доказанная эффективность
- Подходит для большинства типов волос и кожи
- Проводной и беспроводной режимы

Специально для обработки различных участков тела

- Уникальные изогнутые насадки для разных участков тела
- Насадка среднего размера для области подмышек, изогнутая форма
- Насадка для линии бикини, изогнутая форма, прозрачный фильтр
- Большая изогнутая насадка для тела: обработка больших участков
- Насадка для лица с дополнительным фильтром для точного удаления волос

Максимум свободы, минимум проблем

- С датчиком SmartSkin
- Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов



asimpleswitch.com


PHILIPS

Фотоэпилятор IPL для удаления волос

С уникальными изогнутыми насадками Подмышки, зона бикини, тело, лицо, С датчиком SmartSkin, Проводной и беспроводной режимы работы

Особенности

Lumea предотвращает повторный рост волос**



В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса (IPL), которая прерывает цикл роста волос. Световые импульсы мягко воздействуют на корни волос, и после проведения нескольких сеансов повторный рост волос прекращается. Технология IPL применяется в профессиональных салонах с 1997 года. Приборы Philips Lumea, созданные на основе этой технологии, позволяют легко и эффективно удалять волоски дома. Фотоэпилятор Philips Lumea Prestige был создан в результате 14-летних исследований в сотрудничестве с ведущими дерматологами.

Доказанная эффективность



Объективные исследования показали, что после 3–4 сеансов, проведенных с частотой раз в две недели, количество волосков значительно снижается и кожа становится более гладкой. Для поддержания данных результатов просто повторяйте процедуру каждые 4–8 недель. — Чтобы увеличить изображение, нажмите на рисунок в галерее изображений в верхней части страницы.

Типы волос и кожи



Прибор Philips Lumea Prestige прост в использовании, эффективно и безопасно воздействует на разные типы волос и кожи. Подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос и для кожи от очень светлого до смуглого тона. Как и другие решения на основе технологии IPL, Philips Lumea не подходит для удаления седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с большой разницей между пигментами, содержащимися в волосах, и пигментами, содержащимися в коже.

Обработка разных участков тела



Каждый участок тела требует особенного ухода, и фотоэпилятор Philips Lumea Prestige — это единственный прибор с технологией IPL, который оснащен уникальными изогнутыми насадками для оптимальных результатов на разных участках. Насадки различаются по форме, размеру светового окошка и типу фильтра. Фотоэпилятор Philips Lumea Prestige подходит для удаления волос на теле (ноги, руки, живот), лице (область над верхней губой,

подбородок), в зоне бикини и подмышечных впадинах.

Насадка для области подмышек



Насадка имеет изогнутую форму, что позволяет обрабатывать труднодоступные волоски в зоне подмышек. Размер светового окошка — 3 см². 86 % женщин отметили уменьшение роста волос в подмышечных впадинах.***



Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Фотоэпилятор IPL для удаления волос

С уникальными изогнутыми насадками Подмышки, зона бикини, тело, лицо, С датчиком SmartSkin, Проводной и беспроводной режимы работы

Характеристики

Области применения

- Участки тела: Руки, Ноги, Живот
- Лицо: Подбородок, Верхняя губа, Подбородок
- Чувствительные области: Область подмышек, Область бикини

Технические характеристики (насадки)

- Насадка для тела: Форма: выпуклая и изогнутая, Размер окошка: 4,1 см²
- Насадка для лица: Форма: плоская, Размер окошка — 2 см², дополнительный фильтр
- Насадка для области подмышек: Форма: вогнутая, Размер окошка: 3 см²
- Насадка для линии бикини: Форма: вогнутая, Размер окошка — 3 см², дополнительный фильтр

Режим работы

- Режим "Slide and Flash": Для быстрого результата
- Режим "Stamp and Flash": Для обработки небольших участков
- Проводной/беспроводной режим: Проводной и беспроводной режимы работы

Безопасные регулируемые настройки

- Встроенный УФ-фильтр: Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
- 5 настроек интенсивности вспышки: Выбор

настройки в зависимости от типа кожи

- Встроенная система безопасности: Предотвращает случайные вспышки
- Датчик цвета кожи: Определяет оттенок кожи
- Датчик SmartSkin: Подсказки по выбору правильной настройки

Время воздействия

- Голен: 8,5 мин
- Подмышка: 2,5 мин.
- Линия бикини: 2 мин.
- Лицо: 1,5 мин.

Технические характеристики

- Высококачественная лампа: Обеспечивает > 250 000 вспышек

Питание

- напряжение: 100–240 В

В комплекте

- Инструкции по эксплуатации: Инструкция по эксплуатации
- Запоминающее устройство: Роскошный футляр
- Адаптер: 19,5 В / 4000 мА

Обслуживание

- Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 года



© Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Philips или соответствующих владельцев.

* После 4–5 процедур на ногах, на результат влияют индивидуальные особенности

** Сокращение роста волос до 92 % после проведения 3 процедур на ногах; при соблюдении рекомендуемой частоты использования; на результат влияют индивидуальные особенности

*** Исследования проводились в Нидерландах и Австрии с участием 46 женщин; результаты после проведения 3 процедур в области подмышек, зоне бикини, на ногах; после проведения 2 процедур на лице